

2010 - 2011

Lukáš Skolil
Medicool Trade s.r.o.

Vačkářova 310/3
Praha 10, Uhřetěves
PSČ: 104 00

Tel: 773 997 681
e-mail: skolil@medicool.cz

Bližší informace na tel. čísle: 773 997 681,
e-mail: skolil@medicool.cz, p. Skolil

Ceník je platný od 4. ledna 2010, uvedené ceny jsou bez DPH / včetně DPH.
První vydání platné od 4. 1. 2010, po novele DPH.

francouzské dezinfekce
STÉRIDINE



Společnost **KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o.** dováží do České republiky francouzské dezinfekce STÉRIDINE již 12. rokem. Zpočátku se jednalo o čtyři prostředky, které díky svému modernímu složení nacházely stále větší oblibu. V roce 2003 došlo k zásadnímu rozšíření sortimentu na jedenáct výrobků, které se postupně staly nedílnou součástí českého trhu.

V současné době přicházíme na trh s dalšími novými preparáty, které představují nejnovější vědecké poznatky a nejmodernější technologické postupy. Jedná se o výrobky, které inaktivují stále širší řadu patogenů, a přitom nepoškozují životní prostředí. Výrobky označené zeleným piktogramem  splňují nejnáročnější kritéria pro pediatrii a neonatologii, a proto je doporučujeme zvláště citlivým lidem, kteří trpí nejruznějšími alergiemi a jinými reakcemi.

Díky dlouhodobému posilování české koruny a příznivému kurzu vůči euru se podařilo snížit ceny a zpřístupnit tyto špičkové prostředky široké veřejnosti. Abychom se ještě více přiblížili potřebám svých zákazníků, zřídili jsme 20 středisek autorizovaných prodejců, kde nakoupíte francouzské dezinfekce STÉRIDINE za stejné ceny. Střediska jsou rovnoměrně rozmístěna po celém území České republiky.

Všechny výrobky uvedené v této brožuře dodáváme z našeho centrálního skladu do celé České republiky formou zásilkové služby. K přepravě používáme tuhé kartony splňující požadavky na bezpečnou přepravu. Zásilky jsou pojištěny.

Veškeré zboží je neustále na skladě a je expedováno do 5 dnů. Pokud k této lhůtě připočteme dobu potřebnou na jeho přepravu, zásilku obdržíte do 10 dnů až do domu. Jedná se o rychlý a pohodlný způsob, kdy pro objednání využíváte telefonní linky našeho centrálního dispečinku:

TEL. : 773 997 681

Zboží dodáváme na fakturu a vy platíte bankovním převodem. Splatnost faktury je 15 dnů, pokud není předem dohodnuto jinak. Při nedodržení splatnosti, pokud prodlení přesáhne více jak 60 dnů, si vyhrazujeme právo vyúčtovat odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

Všechny výrobky jsou držiteli evropského certifikátu CE a registrovány Ministerstvem zdravotnictví ČR buďto jako biocid nebo zdravotnický prostředek. Výrobky jsou opatřeny českou etiketou, jejíž součástí je návod k použití, a vybaveny českým bezpečnostním listem. Splňují všechny zákonné normy pro prodej a používání v České republice.



PLOŠNÁ DEZINFEKCE

SANICID 5 D.D.I.



Dezinfektant **na bázi stabilních kyslíčků** určený k používání v potravinářských provozech zdravotnických zařízení veškerého typu, včetně **pediatrie a kojeneckých ústavů**. Používá se k vytírání podlah a otírání dlaždicového obložení kuchyní a jídelen, mytí a otírání kuchyňských spotřebičů, včetně těch, které přicházejí do přímého kontaktu s potravinami, mytí a otírání stolů a židlí jídelen, patientských stolků u lůžek apod.

Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ včetně listerie a salmonely, FUNGICIDNÍ a VIRUCIDNÍ včetně HIV, polioviru, hepatitidy A, adenoviru, herpes viru při koncentraci 0,5% a expozici 15 minut. Koncentrát **nemá předepsán žádný výstražný symbol**. Obsahuje mycí složky a povrchově aktivní látky. Je bez barvy a bez zápachu, s nádechem po piniovém oleji.

1 litr PracRoz
1,17 Kč / 1,40 Kč

balení: flakon 1 litr s dávkovačem
cena: 310 Kč / 372 Kč

balení: kanystr 5 litrů
cena: 1.168 Kč / 1.402 Kč

BACTILYSINE

Dezinfektant **na bázi polyalkylaminů** určený k používání na operačních sálech, ambulancích, plicních léčebnách a všech rizikových pracovištích, kde je požadován kompletní dezinfekční záběr. Používá se k vytírání podlah, otírání dlaždic, pracovních ploch, postelí, nábytku apod.

Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ včetně MRSA, FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ včetně HIV a hepatitidy B, MYKOBAKTERICIDNÍ a TUBERKULOCIDNÍ při koncentraci 0,25% a expozici 15 minut.

Obsahuje mycí složky a povrchově aktivní látky a je příjemně parfémován.

1 litr PracRoz
0,54 Kč / 0,65 Kč

balení: flakon 1 litr s dávkovačem
cena: 330 Kč / 396 Kč

balení: kanystr 5 litrů
cena: 1.084 Kč / 1.301 Kč



SURFALYSE SF



Dezinfektant **na bázi KAS s malým obsahem tzv. moderních aldehydů**. Kombinace těchto látek zabraňuje mutaci a rezistenci patogenů. Kromě operačních sálů a nejrůznějších ordinací najde své uplatnění na odděleních LDN, v nejrůznějších sociálních ústavech a domovech důchodců, neboť **účinným způsobem likviduje pachy**. Používá se k vytírání podlah, ale také k mytí a dezinfekci chirurgických odsávaček, podložních mís a bažantů apod.

Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ, FUNGICIDNÍ a VIRUCIDNÍ včetně HIV, PRV-Aujezskyho nemoci, hepatitidy B a C při koncentraci 0,25% a expozici 5 minut. Obsahuje mycí složky a povrchově aktivní látky a je jemně parfémován.

1 litr PracRoz
0,42 Kč / 0,50 Kč

balení: flakon 1 litr s dávkovačem
cena: 290 Kč / 348 Kč

balení: kanystr 5 litrů
cena: 832 Kč / 998 Kč

SURFANET

Detergent **na bázi tenzidů s malým obsahem KAS** určený k používání ve všech typech zdravotnických zařízení. Slouží k vytírání společných chodeb, čekáren a běžných ordinací.

Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ včetně MRSA a FUNGICIDNÍ při koncentraci 0,25% a expozici 15 minut.

Obsahuje mycí složky a povrchově aktivní látky a příjemně voní po citrону.

1 litr PracRoz
0,33 Kč / 0,40 Kč

balení: flakon 1 litr s dávkovačem
cena: 206 Kč / 247 Kč

balení: kanystr 5 litrů
cena: 664 Kč / 797 Kč



AMPHOMOUSSE



Dezinfektant **na bázi tenzidů s malým obsahem KAS** určený k mytí a dezinfekci **ploch, které přicházejí do přímého kontaktu s kůží pacienta**. Používá se na RTG-stoly a CT-tunely, na odděleních LDN na antidekubitní lůžka, nejčastěji však k mytí a dezinfekci manžet tonometrů. Splňuje ta nejnáročnější kritéria, je schválený i pro **pediatrii a neonatologii**, kde se používá na nedonošenecké inkubátory.

Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ, FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ včetně HIV, rotaviru a hepatitidy B, MYKOBAKTERICIDNÍ

a TUBERKULOCIDNÍ při koncentraci 100% a expozici 15 minut.

Koncentrát nemá předepsán žádný výstražný symbol. Obsahuje povrchově aktivní látky a je velmi jemně parfémován.

1 litr PracRoz
242 Kč / 290 Kč

balení: dóza 500 ml s tryskou
cena: 124 Kč / 149 Kč

balení: dóza 1 litr s aplikátorem
cena: 242 Kč / 290 Kč

DEZINFEKCE OVZDUŠÍ

BACTINYL® AIR a BACTINYL® PUR



Dezinfektant a deodorant **na bázi stabilních kyslíčků** určený k dezinfekci ovzduší. Je vhodný k použití v menších ambulancích, vyšetřovnách, rizikových pokojích a WC.

Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ včetně MRSA, FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ včetně HIV, polioviru, hepatitidy A, herpes viru a viru H1N1. Nemá předepsán výstražný symbol, osvěžuje ovzduší vůní po citrónu.

balení: dóza 500 ml s rozprašovačem
cena: 319 Kč / 383 Kč

balení: aerosolový sprej 150 ml
cena: 219 Kč / 263 Kč

balení: kanystr 5 l
cena: 2.325 Kč / 2.790 Kč

balení: aerosolový sprej 500 ml
cena: 369 Kč / 443 Kč



NÁSTROJOVÁ DEZINFEKCE

BACTINYL® S.L.I.



Dezinfektant **na bázi stabilních kyslíčků** určený k mytí a dezinfekci chirurgických nástrojů, přístrojů, instrumentária a pomůcek, které přicházejí do přímého kontaktu s tkání a krví pacienta. Najde své uplatnění především na operačních sálech a ambulancích. Splňuje ta nejnáročnější kritéria, je schválený pro **pediatrii a neonatologii**. Prostředek lze používat opakovaně po dobu 24 hodin. Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ, FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ včetně HIV, polioviru, adenoviru, herpes viru a hepatitidy A a B, MYKOBAKTERICIDNÍ, TUBERKULOCIDNÍ a SPORICIDNÍ při koncentraci 2% a expozici 15 minut. Koncentrát **nemá předepsán žádný výstražný symbol**. Obsahuje inhibitor koroze a povrchově aktivní látky. Je bez barvy a bez zápachu, s nádechem po piniovém oleji.



1 litr PracRoz
6,94 Kč / 7,60 Kč

balení: flakon 1 litr s dávkovačem
cena: 499 Kč / 549 Kč

balení: kanystr 5 litrů
cena: 1.734 Kč / 1.907 Kč

INSTRUZYME

Enzymatický dezinfektant **s malým obsahem EDTA** určený k mytí a dezinfekci chirurgických nástrojů, přístrojů a pomůcek, které **nemají hladký povrch** a jsou porézní. Používá se na stomatologické instrumentarium jako jsou vrtáčky a brusné kotoučky, různá keramická tělíska, pomůcky z gumy, plastu apod. **Odstraňuje zbytky DNA**. Má potlačenou pěnovost, takže ho lze používat pro strojové mytí a dezinfekci **při teplotách až do 40°C**. Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ včetně MRSA, FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ včetně HIV a hepatitidy B, MYKOBAKTERICIDNÍ a TUBERKULOCIDNÍ / při koncentraci 0,4% a expozici 15 minut. Obsahuje inhibitor koroze a povrchově aktivní látky, nepáchne.



1 litr PracRoz
2,12 Kč / 2,30 Kč

balení: kbelík 2 kg s odměrkou
cena: 1.092 Kč / 1.201 Kč

balení: kbelík 5 kg s odměrkou
cena: 2.651 Kč / 2.916 Kč

AMPHOLYSINE PLUS

Dezinfektant **na bázi biguanidů s malým obsahem KAS** určený k mytí a dezinfekci širokého spektra chirurgických nástrojů, přístrojů, instrumentária a pomůcek, které přicházejí do přímého kontaktu s tkání a krví pacienta. V koncentraci pracovního roztoku **nedráždí kůži, dýchací cesty ani oči**. Je vhodný pro mytí a dezinfekci dýchacích okruhů, nebulizátorů, zvlhčovačů a masek. Používá se také v oftalmologii. Prostředek lze používat opakovaně po dobu 24 hodin. Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ, FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ včetně HIV a hepatitidy B, MYKOBAKTERICIDNÍ a TUBERKULOCIDNÍ při koncentraci 0,5% a expozici 15 minut. Obsahuje inhibitor koroze a povrchově aktivní látky, nepáchne.



1 litr PracRoz
2,28 Kč / 2,50 Kč

balení: flakon 1 litr s dávkovačem
cena: 541 Kč / 595 Kč

balení: kanystr 5 litrů
cena 2.284 Kč / 2.512 Kč

DVOUSTUPŇOVÁ DEZINFEKCE

AMPHOLYSINE 4000

Dezinfektant **na bázi betainů s malým obsahem oligomerů** určený jako I.stupeň dvoustupňové dezinfekce chirurgických nástrojů, přístrojů, pomůcek a instrumentária. Má **vynikající mycí schopnosti a odbourává i tu nejvyšší biologickou zátěž**. Působí rychle a efektivně, doporučená expozice je pouze 5 minut. Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ včetně MRSA, FUNGICIDNÍ a VIRUCIDNÍ včetně HIV, PRV-Aujezskyho nemoci, hepatitidy B a C při koncentraci 0,4% a expozici 5 minut.

Obsahuje inhibitor koroze, mycí složky a povrchově aktivní látky, nepáchne.

1 litr PracRoz
1,28 Kč / 1,40 Kč

balení: flakon 1 litr s dávkovačem
cena: 428 Kč / 471 Kč

balení: kanystr 5 litrů
cena: 1.605 Kč / 1.766 Kč



DYNACIDE PA®

Dezinfektant **na bázi kyseliny peroctové** určený jako II.stupeň dvoustupňové dezinfekce chirurgických nástrojů, přístrojů, pomůcek a instrumentária, včetně prostředků citlivých na teplo k tzv. **sterilizaci za studena**. Inaktivuje všechny dvojné vazby bílkovin a ničí chemicko-osmotickou funkci cytoplazmatické membrány. DYNACIDE PA® je patentovaná technologie RIVADIS. Sám o sobě neobsahuje kyselinu peroctovou, ta se vygeneruje do 10 minut po smíchání prášku s vodou. Roztok je aktivní po dobu 10 hodin. Pak začíná slábnout a mění se v neškodnou kyselinu octovou, kyslík a vodu, které neohrožují životní prostředí.

Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ, FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ, MYKOBAKTERICIDNÍ, TUBERKULOCIDNÍ a SPORICIDNÍ při koncentraci 1,21% a expozici 15 minut.

Obsahuje inhibitor koroze a povrchově aktivní látky, nepáchne.

DYNACIDE PA® patří do skupiny postupů a procedur vedoucích k inaktivaci NCTA (patogenních prionů).

1 litr PracRoz
8,80 Kč / 9,70 Kč

balení: sáček 60,5 g
cena: 44 Kč / 48 Kč

balení: krabice 30 sáčků
cena: 1.320 Kč / 1.452 Kč



DEKONTAMINACE A DEZINFEKCE NÁDOBÍ

BAXIOL.SID

Dezinfektant **na bázi alkálií s malým obsahem EDTA** určený k používání v potravinářských provozech zdravotnických zařízení. Má potlačenou pěnovost, takže ho lze používat pro strojové mytí a dezinfekci **při teplotách až do 60°C**. Používá se na nádobí: hrnce a kastroly, talíře a přístroje, skleničky a hmečky, tácy.

Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ včetně listerie, salmonely a laktobakterie, FUNGICIDNÍ a VIRUCIDNÍ včetně HIV a hepatitidy B a viru H1N1 při koncentraci 1% a expozici 5 minut.

Obsahuje mycí složky a povrchově aktivní látky a je velmi jemně parfémován.

1 litr PracRoz
2,50 Kč / 3,00 Kč

balení: kanystr 2 litry
cena: 630 Kč / 756 Kč

balení: kanystr 5 litrů
cena: 1.252 Kč / 1.502 Kč





Dezinfektant **na bázi stabilních kyslíčků** s totálním dezinfekčním efektem určený pro **vyšší stupeň dezinfekce v pediatrii**. Používá se na různé sondy, operační roboty řízené počítačem, endoskopy, fibrilaskopy a podobné přístroje. Splňuje ta nejnáročnější kritéria, je vhodný pro transplantační chirurgii. Používá se také ve stomatologii k proplachu a dezinfekci savky. Prostředek nemá aktivátor, je stabilní, lze ho **používat opakovaně po dobu 7 dnů**, pokud do něj vkládáme předměty dekontaminované a očištěné, prosté krve a bílkovin. Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ včetně MRSA, FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ, MYKOBaktericidní,

TUBERKULOCIDNÍ a SPORICIDNÍ při koncentraci 100% a expozici 15 minut. Koncentrát **nemá předepsán žádný výstražný symbol**. Obsahuje inhibitor koroze. Je bez barvy a bez zápachu a není parfémován.

1 litr PracRoz
119 Kč / 130 Kč

balení: kanystr 2 litr
cena: 257 Kč / 283 Kč

balení: kanystr 5 litrů
cena: 596 Kč / 656 Kč



Glutaraldehydový dezinfektant s totálním dezinfekčním efektem určený pro vyšší stupeň dezinfekce flexibilních endoskopů a fibrilaskopů, endokavitálních a transesofageálních sond a podobných chirurgických přístrojů. Je vhodný pro kostní chirurgii, na předměty, které se vkládají do těla pacienta natrvalo: implantáty, spony, dlahy, šrouby atd. Prostředek nemá aktivátor, je stabilní, lze ho **používat opakovaně po dobu 7 dnů**, pokud do něj vkládáme předměty dekontaminované a očištěné, prosté krve a bílkovin. Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ, FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ, MYKOBaktericidní, TUBERKULOCIDNÍ a SPORICIDNÍ při koncentraci 100% a expozici 60 minut. Obsahuje inhibitor koroze, nepáchne.

1 litr PracRoz
89,80 Kč / 99 Kč

balení: kanystr 1 litr
cena: 174 Kč / 191 Kč

balení: kanystr 5 litrů
cena: 449 Kč / 494 Kč



Dezinfektant **na bázi stabilních kyslíčků** určený k dezinfekci postříkem ve zdravotnických zařízeních veškerého typu, včetně **pediatrie a neonatologie**. Je vhodný i pro rychlou dezinfekci dýchacích masek, nebulizátorů a zvlhčovačů. Obsahuje méně než pět procent alkoholu. Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ včetně MRSA, FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ včetně HIV, polioviru, hepatitidy A, adenoviru, herpes viru, rotaviru a viru H1N1 při koncentraci 100% a expozici 15 minut.

Nemá předepsán žádný výstražný symbol a neovlivňuje ovzduší. Je bez barvy a bez zápachu a není parfémován.

1 litr PracRoz
163 Kč / 180 Kč

balení: dóza 750 ml s rozprašovačem
cena: 210 Kč / 231 Kč

balení: kanystr 5 litrů
cena: 817 Kč / 899 Kč



Dezinfektant **na bázi alkoholů s malým obsahem KAS** určený k rychlé dezinfekci chirurgických nástrojů, přístrojů, pomůcek a instrumentária. Kromě operačních sálů a nejrůznějších ambulancí najde své uplatnění ve vozech rychlé záchranné služby. Ve stomatologii se používá k dezinfekci turbíny. Působí efektivně, rychle zasychá, neoplachuje a neotírá se. Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ, FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ včetně HIV a hepatitidy B, MYKOBaktericidní a TUBERKULOCIDNÍ při koncentraci 100% a expozici 5 minut. **Nemá předepsán výstražný symbol a ovzduší ovlivňuje minimálně.**

1 litr PracRoz
133 Kč / 146 Kč

balení: dóza 1 litr
cena: 164 Kč / 180 Kč

balení: kanystr 5 litrů
cena: 665 Kč / 732 Kč



Dezinfektant na **bázi alkoholů s malým obsahem tzv. moderních aldehydů**. Kombinace těchto látek zabraňuje mutaci a rezistenci patogenů. Najde široké uplatnění ve zdravotnických zařízeních, kde se za jednu pracovní směnu vystřídá velké množství pacientů. Působí nekompromisně, rychle zasychá, neoplachuje a neotírá se. Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ, FUNGICIDNÍ a VIRUCIDNÍ včetně HIV, PRV-Aujezskyho nemoci, hepatitidy B a C, MYKOBaktericidní a TUBERKULOCIDNÍ při koncentraci 100% a expozici 5 minut. **Nemá předepsán výstražný symbol a ovzduší ovlivňuje minimálně.**

1 litr PracRoz
133 Kč / 146 Kč

balení: dóza 1 litr
cena: 164 Kč / 180 Kč

balení: kanystr 5 litrů
cena: 665 Kč / 732 Kč



DEZINFEKCE DO OTEVŘENÝCH RAN



DERMACYN™



Superoxidovaný roztok pro ošetření akutních a chronických ran. Je určený k **přímé aplikaci do otevřených rány**. Díky kontrolovaným reaktivním kyslíkovým radikálům je vysoce aktivní, a tím velmi účinný. Likviduje bakterie včetně rezistentních kmenů MRSA a VRE, kvasinky, viry včetně HIV, ale i spory. V ráně **působí selektivně pouze na patogenní mikroorganismy, a nepoškozuje zdravé tkáňové buňky**. Používá se k oplachu, ponoru, postřiku, výplachu a obkladům. Výrazně snižuje mikrobiální zátěž, efektivně potlačuje krvácení, pomáhá vytvořit vlhké prostředí, a tím umožňuje rozvinout vlastní proces hojení. Použití je snadné a bezpečné. Lze jej použít v pediatrii i u těhotných žen. **Nemá předepsán žádný výstražný symbol**. Je bez barvy a bez zápachu a není parfémován.



DERMACYN™ je využitelný v mnoha oborech medicíny:



chirurgie: vyčištění a dezinfekce akutní rány, chronická rána v jakémkoliv stádiu, secernující a sekundární hojící se rány, odřeniny, opařeniny a popáleniny, potlačení krvácení.

stomatologie: proplach kořenových kanálků, vyčištění otevřené rány po extrakci zubu, fungicidní infekce koutků, eliminace bakteriálního plaku a zubního kamene, gingivitida, záněty a krvácení dásní, afty.

gynekologie: záněty, výtoky, mykózy, pooperační výplachy.

domácí ošetrovatelská péče: vředy, dekubity, diabetická noha, eliminace zápachu z ran, problémy "atletických nohou".

balení: 50 ml s aplikátorem + kapátkem
cena: 90 Kč / 99 Kč

balení: 100 ml s rozprašovačem
cena: 90 Kč / 99 Kč

balení: 500 ml s tryskou
cena: 268 Kč / 295 Kč



ilustrační fotografie

DEZINFEKCE ODPADU

DEOCHLOR tablety

Šumivé tablety **na bázi aktivního chlóru** určené k dezinfekci všech odpadů a sanitárního zařízení ve zdravotnictví a potravinářství. Používá se také k dezinfekci plivátka ve stomatologii. Ve vodném roztoku má kompletní dezinfekční účinek včetně sporicidního. **Pevné a nedrolící se tablety** umožňují snadné použití a přesné dávkování. Dezinfekci provádíme každý den po ukončení pracovní směny tak, že tabletu lehce přelijeme vodou a necháme působit po dobu 30 minut, pak spláchneme. Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ včetně MRSA, FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ včetně HIV a hepatitidy A a B, viru H1N1, MYKOBAKTERICIDNÍ, TUBERKULOCIDNÍ a SPORICIDNÍ při expozici 30 minut.

balení: dóza 60 tablet
cena: 210 Kč / 252 Kč

balení: dóza 300 tablet
cena: 664 Kč / 797 Kč



DEOCHLOR granulát

Granulát **na bázi aktivního chlóru** určený k likvidaci nenadálých událostí jako je např. rozlita nebo ukáplá krev, rozbitá zkumavka s biologickým materiálem apod. Používá se také k dezinfekci odpadů a sanitárního zařízení ve zdravotnictví a potravinářství. Dobře se rozpouští, působí rychle a efektivně. Ve vodném roztoku má kompletní dezinfekční účinek včetně sporicidního. Dezinfekci provádíme tak, že kontaminované místo zasypeme granulátem a necháme působit po dobu 30 minut, pak opláchneme.

Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ včetně MRSA, FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ včetně HIV, hepatitidy A a B, viru H1N1, MYKOBAKTERICIDNÍ, TUBERKULOCIDNÍ a SPORICIDNÍ při expozici 30 minut.



balení: dóza 200g
cena: 151 Kč / 181 Kč

balení: dóza 1 kg
cena: 546 Kč / 655 Kč

DEKONTAMINACE A DEZINFEKCE PRÁDLA

BACTINYL® LINGE



Dezinfektant **na bázi stabilních kyslíčků**, určený k praní nemocničního prádla na odděleních veškerého typu, včetně pediatrie a kojeneckých ústavů. Používá se při předepírce k dekontaminaci a dezinfekci. Prádlo neodbarvuje a nepoškozuje ani při dlouhodobém používání. Koncentrát, **nemá předepsán žádný výstražný symbol**. Je bez barvy a bez zápachu, s nádechem po piniovém oleji.

Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ, FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ včetně HIV, polioviru, adenoviru, herpes viru a hepatitidy A a B při koncentraci 1% a expozici 5 minut.

1 litr PracRoz
3,78 Kč / 4,50 Kč

balení: flakon 1 litr, dávkovač
cena: 484 Kč / 581 Kč

balení: kanystr 5 litrů
cena: 1.890 Kč / 2.268 Kč



PÉČE O RUCE A POKOŽKU



ISOLEX PRO 2

Ochranná emulze na ruce, jedná se o tzv. tekuté rukavice. Chrání ruce při práci s čistícími a zředěnými dezinfekčními prostředky. Používá se **před započetím práce**. Není rozpustná ve vodě a poskytuje potřebnou ochranu. Nanáší se na čisté a suché ruce. Po skončení práce se odstraní umytím pleťovou vodou. Je určena pro používání ve zdravotnických zařízeních.

balení: tuba 125 ml
cena: 155 Kč / 186 Kč

ISOLEX PROMAINS

Regenerační krém, který se používá **po ukončení práce**

s čistícími a dezinfekčními prostředky. Nejdříve se ruce mýdlem omyjí pod proudem vlažné vody, osuší a pak se nanáší krém obsahující allantoin a 25 dalších látek, které působí hydratačně, zmírňují podráždění a regenerují pokožku.

balení: tuba 75 ml
cena: 125 Kč / 150 Kč



ASEPTIL

Nízkoalkoholové ubrousky s malým obsahem KAS

určené k rychlé dezinfekci rukou tam, kde není k dispozici voda, nebo kde by časté mytí poškozovalo pokožku. Tento výrobek – zejména **malé balení do kapsy** – ocení především rychlé záchranné služby a domácí ošetřovatelské péče. Velké balení – kbelík – najde své uplatnění ve zdravotnických zařízeních s vysokým počtem pacientů jako jsou např. stomatologické nebo gynekologické ordinace, různé vyšetřovny a ambulance. Použití je rychlé, snadné a hygienické. Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ, FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ včetně HIV, herpes viru, hepatitidy B a C, viru H1N1 a H5N1, paramyxoviru a TUBERKULOCIDNÍ.

balení: kapsa 40 ks
cena: 99 Kč / 119 Kč

balení: dóza 100 ks
cena: 149 Kč / 179 Kč

balení: kbelík 450 ks
cena: 494 Kč / 593 Kč



PÉTERS DOUX

Dezinfekční mýdlo a bázi kokamidů s malým obsahem glycerinu určené pro časté mytí rukou, a to i velice jemné a citlivé pokožky. Je neutrální a nevysušuje, působí příjemně. Je určené k používání ve zdravotnických zařízeních. Kanystr slouží k dolévání stávajících dávkovačů umístěných nad umyvadly nebo jej lze vybavit dávkovačem a používat samostatně. Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ a FUNGICIDNÍ.

balení: dóza 1 litr s pumpičkou
cena: 163 Kč / 196 Kč

balení: kanystr 5 litrů
cena: 480 Kč / 576 Kč



BACTIMAINS® GEL



Dezinfekční gel na bázi stabilních kyslíčků určený k doplňování stávajících dávkovačů umístěných nad umyvadly. Pětilitrový kanystr lze vybavit dávkovačem a používat samostatně. Vhodný pro zdravotnická zařízení všech typů, ústavy sociální péče a domovy důchodců, potravinářské provozy a restaurační zařízení. Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ, FUNGICIDNÍ a VIRUCIDNÍ včetně HIV, hepatitidy C a viru H1N1.

balení: dóza 1 litr s dávkovačem
cena: 290 Kč / 348 Kč

balení: kanystr 5 litrů
cena: 832 Kč / 998 Kč



MANURUB GEL



Hydroalkoholový gel obsahuje devět látek. Používá se **bez vody** na suché ruce. K dosažení **hygienické čistoty** postačuje **velice krátký čas**, pro kompletní dezinfekční záběr je zapotřebí expozici prodloužit. Tento výrobek ocení především terénní pracovníci. Obsahuje glyceridy a další látky působící blahodárně na pokožku. Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ, FUNGICIDNÍ a VIRUCIDNÍ včetně HIV, polioviru, hepatitidy A, rotaviru, herpes viru a viru H1N1.

balení: tuba 100 ml s dávkovačem
cena: 73 Kč / 88 Kč

balení: dóza 500 ml s pumpičkou
cena: 190 Kč / 228 Kč



MANURUB

Vysokoalkoholový dezinfektant, který se používá před každou operací a punkcí jako **chirurgická dezinfekce** rukou a předloktí, po předchozím omytí vodou a dezinfekčním mýdlem. Neoplachuje a neutírá se, zasychá rychle. Po zaschnutí jste připraveni k výkonu. Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ včetně listerie a salmonely, FUNGICIDNÍ a VIRUCIDNÍ včetně HIV, PRV-Aujezskyho nemoci, rotaviru, herpes viru a hepatitidy B.

balení: dóza 300 ml s pumpičkou
cena: 166 Kč / 199 Kč

balení: dóza 500 ml s pumpičkou
cena: 204 Kč / 245 Kč



DEZINFEKCE OPERAČNÍCH SÁLŮ A RIZIKOVÝCH POKOJŮ



Pomocí speciálního zařízení vydezinfikujeme riziková pracoviště, kde jsou kladeny zvýšené požadavky na hygienu a dezinfekci: operační sály, JIP a pooperační pokoje, pracoviště TRN, infekční oddělení apod. Toto zařízení **vytváří velmi jemnou dezinfekční mlhovinu, kterou pod vysokým tlakem doslova nahrne do všech nepřístupných míst**, jako je např. klimatizace, prostor mezi topením a za nábytkem, skříňky a zásuvky včetně jejich obsahu, vodovodní baterie a odpady, spáry mezi dlaždicemi, pórovitá omítka stropů, velké lékařské přístroje a lampy, které nelze jiným způsobem dezinfikovat apod. Výhodou této technologie je, že **není zapotřebí nic stěhovat ani zakrývat**. Úkon je rychlý a účinný.

Doporučujeme jej kombinovat s ručním čištěním, které odstraňuje špínu a mechanické nečistoty.

Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ včetně MRSA, FUNGICIDNÍ, široké spektrum VIRUCIDNÍ, MYKOBAKTERICIDNÍ a TUBERKULOCIDNÍ.



JIP a pooperační pokoje



klimatizace



vodovodní baterie a odpady



skříňky a zásuvky



topení



botníky a obuv

SPRAYMATIC 10S

Mobilní přístroj z kvalitního nerezového materiálu pro dezinfekci ambulančí a menších zdravotnických zařízení. Přístroj naplníte dezinfekčním prostředkem. Pomocí elektrického kompresoru, který je součástí dodávky natlakujete, a postřikem vydezinfikujete celou místnost.

Velikost: 40 × 40 × 90 cm
Obsah: až 10 litrů
Váha: 7,5 kg bez náplně
Výkon: 0,25 litrů / min.
Prac. tlak: 2 – 6 bar



cena: 45.780 Kč / 50.358 Kč

DEZINFEKČNÍ VANY

STÉRIDINE

Nádoba na čištění a dezinfekci nástrojů, přístrojů a pomůcek. Třídílná vana s víkem a vyjímatelným roštem nebo košíkem. Vše je vyrobeno ze speciálního odolného materiálu, který nevytváří žádnou reakci ani při dlouhodobém působení chemikálií.



VANA 1,5 litru	(285 × 150 × 65 mm)	cena: 1.075 Kč / 1.290 Kč
VANA 3 litry	(300 × 155 × 100 mm)	cena: 1.328 Kč / 1.594 Kč
VANA 5 litrů	(475 × 278 × 90 mm)	cena: 1.580 Kč / 1.896 Kč
VANA 10 litrů	(344 × 263 × 115 mm)	cena: 2.924 Kč / 3.509 Kč
VANA 20 litrů	(543 × 363 × 115 mm)	cena: 3.933 Kč / 4.720 Kč
VANA 40 litrů	(542 × 359 × 225 mm)	cena: 4.941 Kč / 5.929 Kč
VANA 60 litrů	(542 × 361 × 330 mm)	cena: 7.462 Kč / 8.954 Kč

STERIBOX A STERIBOX INOX



Nádoba na čištění a dezinfekci drobného rotačního instrumentária. Třídílná vana o průměru 85 mm a výšce 70 mm s víkem a vyjímatelným roštem zaručuje pohodlnou práci a šetří dezinfekční prostředek.

SPECIÁLNĚ
PRO STOMATOLOGY

cena: 370 Kč / 444 Kč
cena: 824 Kč / 998 Kč

DÁVKOVAČE A ROZPRAŠOVAČE

Spolehlivé výrobky určené pro dlouhodobé používání nezapřou špičkovou francouzskou kvalitu, fungují na první zmáčknutí. Litrové flakony mají zabudovaný dávkovač, k 5litrovému kanystru je možno dokoupit speciální dávkovač.

DÁVKOVAČ zelený - 20 ml / na 5litrový kanystr
DÁVKOVAČ červený - 25 ml / na 5litrový kanystr
DÁVKOVAČ bílý - 30 ml / na 5litrový kanystr
DÁVKOVAČ bílý - 3 ml / na 5litrový kanystr
PISTOLE modrá - rozprašovač / na litrovou dózu

cena: 80 Kč / 96 Kč
cena: 80 Kč / 96 Kč
cena: 120 Kč / 144 Kč
cena: 120 Kč / 144 Kč
cena: 122 Kč / 146 Kč



KARTÁČKY

Naše společnost vám nabízí dodávku různých druhů a velikostí kartáčků používaných při mytí, čištění a dezinfekci nástrojů, zkmavek, láhví a rukou. Chceme, aby naše služby v této oblasti byly kompletní.

1) Kartáč ZKUMAVKOVÝ – vějířek 8 mm – vějířek 10 mm – vějířek 12 mm	19 Kč / 23 Kč	5) Kartáč NÁSTROJOVÝ – s pevnou rukojetí	24 Kč / 29 Kč
– vějířek 14 mm – vějířek 16 mm – vějířek 20 mm – vějířek 30 mm	22 Kč / 26 Kč	6) Kartáč na RUCE – jednostranný	22 Kč / 26 Kč
2) Kartáč LÁHVOVÝ – vějíř 40 mm – vějíř 50 mm – vějíř 60 mm	29 Kč / 35 Kč	– dvoustranný	27 Kč / 32 Kč
3) Kartáč DĚTSKÉ LÁHVE – vějíř 50 × 70 mm	32 Kč / 38 Kč	7) Kartáč MOČOVÉ LÁHVE – vějíř 80 × 180 mm	74 Kč / 89 Kč
4) Kartáč SKLENICOVÝ – vějíř 80 mm	45 Kč / 54 Kč	8) Kartáč na LOŽNÍ MÍSY – vějíř 60 × 150 mm	102 Kč / 122 Kč

DEZINFEKČNÍ PLÁN

přípravek	chemická báze	účinnost	koncentrace	expozice
SANICID 5 D.D.I.	stabilní kysličníky	A,B,V	0,50%	15 min.
BACTILYSINE	polyalkylaminy	A,B,T,M,V	0,25%	15 min.
SURFALYSE SF	KAS + aldehydy	A,B,V	0,25%	5 min.
SURFANET	tenzidy + KAS	A,V	0,25%	15 min.
BACTINYL S.L.I	stabilní kysličníky	A,B,C,T,M,V	2%	15 min.
INSTRUZYME	enzymy + EDTA	A,B,T,M,V	0,40%	15 min.
AMPHOLYSINE PLUS	biguanidy + KAS	A,B,T,M,V	0,50%	15 min.
AMPHOLYSINE 4000	betainy + oligomery	A,B,V	0,40%	5 min.
BACTINYL 5M P.E.	stabilní kysličníky	A,B,C,T,M,V	neředí se	15 min.
ENDOSPORINE P	glutaraldehyd	A,B,C,T,M,V	neředí se	60 min.
DYNACIDE PA	kyselina peroctová	A,B,C,T,M,V	neředí se	15 min.
BACTINYL SPRAY	stabilní kysličníky	A,B,V	neředí se	15 min.
NOVOSPRAY	alkohol + KAS	A,B,T,M,V	neředí se	5 min.
PULVISPRAY SF	alkohol + aldehydy	A,B,T,M,V	neředí se	5 min.
AMPHOMOUSSE	tenzidy + KAS	A,B,T,M,V	neředí se	15 min.
PÉTERS DOUX	kokamidy + glycerin	A,V	mýdlo	30 sek. / 1 min.
ASEPTIL	alkohol + KAS	A,B,V,T	ubrousky	30 sek. / 3 min.
BACTIMAINS GEL	stabilní kysličníky	A,B,V	neředí se	30 sek. / 3 min.
MANURUB GEL	kyselina kaprylová	A,B,V	neředí se	30 sek. / 3 min.
MANURUB	fenoxyletanol + glykol	A,B,V	neředí se	30 sek. / 3 min.
BACTINYL AIR	stabilní kysličníky	A,B,V	neředí se	5 min.
BACTINYL PUR	stabilní kysličníky	A,B,V	aerosolový sprej	5 min.
BACTINYL LINGE	stabilní kysličníky	A,B,V	1%	5 min.
BAXIOL.SID	alkálie + EDTA	A,B,V	1%	5 min.
DEOCHLOR	aktivní chlór	A,B,C,T,M,V	tablety	30 min.
DERMACYN	superoxidovaný roztok	A,B,C,V	neředí se	15 min.

plochy

nástroje

vyšší
stupeň

postřik

ruce

air
ovzduší

speciály

tabulka dezinfekční účinnosti

A usmrcení vegetativních forem bakterií
M a mikroskopických kvasinkových hub
B usmrcení virů

C inaktivace bakteriálních spor

T usmrcení mykobakterií komplexu M.tuberculosis
M usmrcení potenciálně patogenních mykobakterií
V fungicidní účinek na mikroskopické vláknité houby

tabulka použitých koncentrací

0,25% tj. 2,5 ml koncentrátu do 1 litru vody
0,4 % tj. 4 g prášku do 1 litru vody
0,5% tj. 5 ml koncentrátu do 1 litru vody

1% tj. 10 ml koncentrátu do 1 litru vody
2% tj. 20 ml koncentrátu do 1 litru vody